FERLECHECK®

MANIPULASJONSKONTROLL
BRUKSANVISNING

1. Ta en FerleCheck ut av røret.
2. Dypp strimmelen i urinen slik at alle feltene kommer i kontakt med urinen, og ta den straks opp igjen.
3. Legg strimmelen på en flat overflate med testfeltene vendt opp.
4. Sammenlign fargene på strimmelen med fargeskjemaet på røret.

Kreatinin (CRE) er et avfallsstoff som dannes i kroppen når musklene arbeider. Jo lavere kreatinininnholdet er i urinen, desto større er sannsynligheten for at urinen er fortynnet.

pH viser om det er tilsatt stoffer som påvirker urinens pH-verdi.

Nitritt (NIT) finnes normalt i svært små mengder i urinen. En urinprøve kan manipuleres ved å tilsette nitritt. FerleCheck viser om nitritt forekommer i større mengder enn den normale kliniske verdien. OBS! Høye nitrittverdier kan skyldes urinveisinfeksjon.

Glutaraldehyd (GLUT) kan kjøpes på internett og brukes til å «jukse» med en narkotikatest. Urin som inneholder glutaraldehyd, vil gi et negativt resultat på en narkotikatest, selv om personen har inntatt narkotika.

Oksidanter (OXI/PCC) finnes normalt ikke i urin. Urin som inneholder oksidanter, vil ofte gi et negativt resultat på en narkotikatest, selv om personen har inntatt narkotika. Oksidanter finnes blant annet i blekemidler.

Spesifikk vekt (SG) viser om urinprøven er fortynnet.

OBS! Holdbarheten er ca. 3 måneder etter åpning!

